

1571855 - Harnas - hoofd



Beschrijving

Het Exxentric hoofdharnas is een essentieel accessoire voor iedereen die zijn nekspieren wil onderhouden en versterken. U kunt het zowel aan de kBox als aan de kPulley bevestigen en uw spieren onder verschillende hoeken trainen. Het hoofdharnas weegt slechts 300 g en is in maat verstelbaar.

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571855
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk