

1541015 - Relax babykussen - bi-tec - L 95 cm - 1 st



Beschrijving

Het Relax babykussen van Fico is speciaal ontworpen in samenwerking met de prematuurafdeling van ziekenhuizen. Dit kussen geeft aan premature en pasgeborenen het gevoel van geborgenheid en heeft een positieve invloed op de groei van de baby. Door de foetushouding gaat de pasgeborene rustiger en dieper slapen. Het kussen is brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 95 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1541015
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk