

## 1533073 - Nosey cutout drinkbeker - transparant - 340 ml - 1 st



### Beschrijving

De neusbeker heeft een uitsnijding die ervoor zorgt dat het hoofd en de nek minder moet bewegen worden. Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans op morsen minder. Deze transparante beker is door zijn vorm en ruw oppervlak zeer gemakkelijk vast te houden. Half doorzichtig propyleen en vaatwasbestendig (+ 80°C). Voorzien van een ml-aanduiding, heeft antislip ribbels wat voorkomt dat de beker uit de handen glijdt bij patiënten die een minder stevige grip hebben.

### Specificaties

<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Handvat</b>	Nee
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1533073
<b>Inhoud</b>	340 ml
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Type verpakking</b>	Stuk