

1610071 - VICRYL® hechtdraad 4/0 - 19 mm - 75 cm - JV422 - 36 st



Beschrijving

Gecoate VICRYL® hechtdraad is een synthetische oplosbare, steriele chirurgische hechtdraad, samengesteld uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	V422H
Samenstelling	Hechtdraad: copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1610071
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	4/0
Naald lengte	19 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos