

## 1610071 - VICRYL® hechtdraad 4/0 - 19 mm - 75 cm - JV422 - 36 st



### Beschrijving

Gecoate VICRYL® hechtdraad is een synthetische oplosbare, steriele chirurgische hechtdraad, samengesteld uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

#### Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch

## Specificaties

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Ethicon                                                   |
| <b>SKU leverancier</b>      | V422H                                                     |
| <b>Samenstelling</b>        | Hechtdraad: copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide |
| <b>Steriel</b>              | Ja                                                        |
| <b>Resorbeerbaar</b>        | Ja                                                        |
| <b>sku</b>                  | 1610071                                                   |
| <b>Draadlengte</b>          | 75 cm                                                     |
| <b>Draaddikte</b>           | 4/0                                                       |
| <b>Naald lengte</b>         | 19 mm                                                     |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse III                              |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                                                      |