

1574539 - Digitale kolomweegschaal - 250 kg - netvoeding - 1 st



Beschrijving

Digitale kolomweegschaal die u een zeer nauwkeurige weging geeft aan de hand van een eenvoudige bediening.

Specificaties

Merk	Soehnle
Product afmetingen	B 49 cm, H 89 cm, L 36.5 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	250 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Statief: aluminium, oppervlak: rubber
sku	1574539
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk