

**1549278 - Tiemann sondes - PVC - éénmalig gebruik - 40 cm - Ch
22 - violet - 1 x 50 st**



Beschrijving

Tiemann blaassonde met speciale atraumatische licht schuine tip, twee laterale ogen en een trechtervormige connector met internationale kleurcode voor eenmalig gebruik. De tip is aangepast aan de anatomie van de man, te gebruiken met glijmiddel ter bescherming van de urinewegen en heeft een gesloten uiteinde. De licht gebogen tip vergemakkelijkt het katheriseren bij patiënten met prostaathypertrofie of een steile blaashals. De sonde kan gebruikt worden bij mannen, vrouwen en kinderen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Ja
Lengte sonde	40 cm
Samenstelling	PVC
Latex vrij	Ja
sku	1549278
Diameter sonde	Ch 22
Geslacht	Unisex
Kleur	Violet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos