

## 1600111 - Tabouret op 5 wielen - handmatig verstelbaar 47 x 67,5 cm



### Beschrijving

De medische krukken van Promotal worden door iedereen geprezen en zijn van optimale kwaliteit. Bij het opstellen van de kruk is rekening gehouden met alle belangrijke aspecten van uw bedrijf : comfort, veiligheid, hygiëne.

## Specificaties

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                           | Promotal                   |
| <b>Diameter zitvlak</b>               | 37 cm                      |
| <b>Wielen</b>                         | Ja                         |
| <b>Voetring</b>                       | Nee                        |
| <b>Rugsteun</b>                       | Nee                        |
| <b>Aantal wielen</b>                  | 5                          |
| <b>sku</b>                            | 1600111                    |
| <b>Kleur</b>                          | Blauw                      |
| <b>Kleur onderstel</b>                | Aluminium kleur            |
| <b>Materiaal onderstel</b>            | Gepolijst aluminium        |
| <b>Type zitting</b>                   | Vierkante zitting          |
| <b>Verstelbare hoogte met gasveer</b> | 47 x 67,5 cm               |
| <b>Europese Regelgeving</b>           | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                       |