

1626221 - Proceed - gipsstoel



Beschrijving

De **Proceed is meer dan een standaard behandelstoel**. Deze innovatieve, elektrisch verstelbare stoel is speciaal ontwikkeld voor de gipskamer en andere behandelruimtes, met directe input van ervaren zorgprofessionals. Dankzij zijn compacte ontwerp en slimme functies biedt de Proceed maximale flexibiliteit, zonder in te boeten op comfort of functionaliteit.

Waarom kiezen voor de Proceed Behandelstoel?

- **Volledig elektrisch verstelbaar:** Rugleuning, zitting, hoogte en beendelen zijn individueel instelbaar voor optimale werkhouding.
- **Gesplitst beendeel:** Ieder been afzonderlijk positioneerbaar – ideaal voor gipsbehandelingen, wondzorg of podotherapie.
- **Accu-aangedreven:** Volledig draadloos gebruik, perfect voor behandelkamers zonder vaste stroomvoorziening.
- **Compact en ruimtebesparend:** Ontworpen voor kleine behandelkamers of multifunctionele zorgruimtes.
- **Patiëntvriendelijk design:** Comfortabele in- en uitstapstand voor maximale veiligheid en gemak.
- **Praktijkgericht ontwikkeld:** In samenwerking met gipsverbandmeester Leon Brouwers, afgestemd op de dagelijkse realiteit in de zorg.

Toepassingen

De Proceed is ideaal voor gebruik in:

- Gipskamers en orthopedische afdelingen
- Wondzorg en decubituspreventie
- Podotherapie en voetbehandelingen
- Beeldvormende diagnostiek (zoals specialistische scans)
- Revalidatiecentra en thuiszorgomgevingen

Voor wie?

De Proceed is perfect afgestemd op de behoeften van:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Fysiotherapiepraktijken
- Huisartsen en eerstelijnszorg
- Thuiszorgorganisaties
- Revalidatiecentra

Specificaties

Merk	TechniCare
Product afmetingen	B 53 cm
sku	1626221
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
	Nee
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Ja
Elektrische pli	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Max. gewicht volwassene	150 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk