

1012104 - HEINE wegwerp oorspecula b-000.11.242 voor HEINE diagnostic otoscoop - 2,5 mm - 1 x 1000 st



Beschrijving

Voor eenmalig gebruik. Voor de meest veilige pasvorm en de beste lichttransmissie en hygiëne. Gegarandeerde kwaliteit. Geen scherpe randen. Geschikt voor Heine BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. en mini 3000 Otoscopen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-000.11.242
Compatibel met	Otoscoop Heine BETA 100; Otoscoop Heine K100
sku	1012104
Maat	2,5 mm
Type specula	Wegwerp specula
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos