

1012104 - HEINE wegwerp oorspecula b-000.11.242 voor HEINE diagnostic otoscoop - 2,5 mm - 1 x 1000 st



Beschrijving

Voor eenmalig gebruik. Voor de meest veilige pasvorm en de beste lichttransmissie en hygiëne. Gegarandeerde kwaliteit. Geen scherpe randen. Geschikt voor Heine BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. en mini 3000 Otoscopen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Merk | HEINE |
| SKU leverancier | B-000.11.242 |
| Compatibel met | Otoscoop Heine BETA 100; Otoscoop Heine K100 |
| sku | 1012104 |
| Maat | 2,5 mm |
| Type specula | Wegwerp specula |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Doos |