

## 1560877 - Guedel airways - steriel - 80 mm - groen - 25 st



### Beschrijving

**Dahlhausen** Guedel airways zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt om een luchtweg vrij te houden bij bewusteloze of niet-reagerende patiënten. Guedel airways zijn er in verschillende maten voor verschillende leeftijdsgroepen en zijn gemaakt van PE. Ze worden in de mond van de patiënt ingebracht om de tong naar voren te houden en te voorkomen dat deze de luchtweg blokkeert.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>Normeringen</b>	ISO 5364:2016
<b>sku</b>	1560877
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Pak