

1020295 - Manuele bloeddrukmeter Classic - 2-in-1 slang - hakenmanchet volwassenen - etui - 1 st



Beschrijving

Classic manuele bloeddrukmeter past de klassieke meetmethode toe die het vaakst gebruikt wordt. De schokken van de peer worden gedrukt naar de manometer geleid die de juiste druk weergeeft. De stethoscoop is goed vastgemaakt in de manchet en de grote schaal is makkelijk af te lezen.

Specificaties

Merk	BOSO
sku	1020295
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk