

1541838 - Klomp Bloc open 01 met riem - Marineblauw - maat 41 - 1 paar



Beschrijving

WOCK® BLOC, de professionele steriliseerbare klomp uit één stuk. BLOC is de nieuwe hoogwaardige comfortabele klomp voor langdurig professioneel gebruik en is gemakkelijk in onderhoud. WOCK® BLOC is steriliseerbaar in de autoclaaf tot 134° C en is daardoor ideaal voor het OK én uiteraard voor medisch gebruik in het algemeen. BLOC is gemaakt uit één stuk en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Specificaties

Merk	Wock
Unisex	Ja
Anti-slip	Ja
Antistatisch	Ja
Geschikt voor OK	Nee
Steriliseerbaar	Nee
Hielriem	Ja
Schokdemping	Ja
Ventilatiegaten	Ja
sku	1541838
Kleur klomp	Marineblauw
Maat	41
Materiaal	Steri-tech™ polymeer
Type klomp	Bloc
Europese Regelgeving	2016/425/EU - Klasse II
Type verpakking	Paar