

## 1624634 - HEINE draagtas visionPRO - 1st



### Beschrijving

De **HEINE visionPRO carry bag** biedt de ideale oplossing voor het **veilig opbergen en vervoeren** van de HEINE visionPRO video laryngoscoop en accessoires. Gemaakt van **duurzaam, waterafstotend high-tech materiaal**, met een stevige ritssluiting en draaglus, zorgt deze tas voor optimale bescherming, zelfs in een drukke klinische omgeving.

### Belangrijkste kenmerken

- **Veilige opslag en transport** voor:

VisionPRO display unit, visionPRO handgreep, tot **5 HEINE bladen van upcycled materiaal**, losse accessoires zoals laadstation en kabels

- **Stevig en duurzaam** – gemaakt van waterafstotend high-tech materiaal
- **Praktisch ontwerp** – compact met ritssluiting en draaglus
- **Hygiënisch** – gemakkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijk
- **Afmetingen:** 31 x 19 x 10 cm (B x D x H)

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-159.00.000
<b>sku</b>	1624634
<b>Type verpakking</b>	Stuk