


## 1546261 - Linido opklapbeugel 70 cm - wit - 1 st



### Beschrijving

Een betrouwbare, opklapbare steun naast het toilet of in de douche. De opklapbare toiletbeugel van Linido biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten op en opstaan van een toilet of douchezitting, maar ook bij zijwaarts overschuiven, bijvoorbeeld vanuit een (rol)stoel naar het toilet. De beugel is waterbestendig en kan zwaarder belast worden dan bijvoorbeeld een armlegger van een douchezitting.

De beugel kan niet alleen naast het toilet gebruikt worden, maar ook bijvoorbeeld in de douche. De beugel is waterbestendig en kan zwaarder belast worden dan bijvoorbeeld een armlegger van een douchezitting. De gebogen buis begint en eindigt in het klemblok: dit garandeert een sterke en waterdichte constructie.

De beugel wordt voornamelijk in neergeklapte toestand gebruikt, maar kan ook opgeklapt worden. In de opgeklapte positie vergrendelt de beugel automatisch, zodat hij ook dan een betrouwbare steun biedt.

In neergeklapte toestand wordt de beugel gebruikt voor gaan zitten of opstaan. Tijdens een voorwaartse transfer is het makkelijk om de voorkant vast te grijpen en te houden: door de gebogen dubbele buis glijdt men niet met de handen van de beugel af. Bijkomend voordeel van deze vorm is dat men niet met kleding kan blijven haken.

De beugel kan ook zijwaartse belasting uitermate goed verdragen, bijvoorbeeld tijdens een zijwaartse transfer of bij leunen op de beugel om kledingstukken te hanteren.

Opgeklapt neemt de beugel minder ruimte in (prettig bij een zijwaartse transfer, maar ook tijdens het schoonmaken van de toiletruimte) en biedt nog steeds betrouwbare steun, bijvoorbeeld voor mannen tijdens het staand urineren.

## Specificaties

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Merk</b>                           | Linido                   |
| <b>SKU leverancier</b>                | LI2603.3701-02           |
| <b>sku</b>                            | 1546261                  |
| <b>Categorie toiletsteunen</b>        | Opklapbare toiletsteunen |
| <b>Kleur</b>                          | Wit                      |
| <b>Lengte toiletbeugels</b>           | 700 mm                   |
| <b>Materiaal</b>                      | Staal gecoat             |
| <b>Maximale horizontale belasting</b> | 150 kg                   |
| <b>Maximale zijwaartse belasting</b>  | 100 kg                   |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                     |