

1017315 - Dokterstas Bollmann Visita - leder - bruin - 42 x 18 x 29 cm - 1 st



Beschrijving

Deze **Bollmann** dokterstas heeft twee helften met verstelbare vakverdeling, met transparant deksel. Veel opberg ruimte door gelijke diepte van de vakken. Er zijn twee schuimstofdragers voor in totaal 74 ampullen. Twee handgrepen en documentenvak aan de buitenzijde.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 18 cm, H 29 cm, L 42 cm
sku	1017315
Aantal ampullen	74
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	1
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Bruin
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk