

1546389 - Linido douchekophouder - antraciet - 1 st



Beschrijving

Universele douchekophouder die past op elke Ergrogrip wandbeugel vanaf 30 cm lengte, elke wandbeugel 90° en verticale combi beugel. Deze douchekophouder kan ook achteraf geplaatst worden, is licht en eenvoudig verstelbaar over de volledige lengte.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2630.2006-11
sku	1546389
Categorie wandbeugels	Toebehoren wandbeugels
Kleur	Antraciet
Type verpakking	Stuk