

1008950 - Thermometer "hospital"- MT 50 - 1 st



Beschrijving

De MT 50 **Microlife** stelt mensen in staat om thuis hun eigen lichaamstemperatuur op te nemen. Dit apparaat geeft de resultaten in 60 seconden weer en bevat een oplossing zonder kwik voor de temperatuurmeting. De thermometer heeft geen metalen punt en is waterdicht. De MT 50 voert een automatische zelftest uit en schakelt zichzelf automatisch uit. Het geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is en heeft een ingebouwd geheugen.

Specificaties

Merk	Microlife
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Nee
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1008950
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Meetsnelheid	60 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk