

1544791 - Universele tilband met hoofdsteen - met clips - L - 1 st



Beschrijving

Een universele tilband met clips, volledige hoofdsteen en verdeelde gewatteerde beendelen. Deze tilband is geschikt voor algemene transfers en heeft een kleine opening voor hygiënische doeleinden, met verwijderbare baleinen aan het ruggedeelte. Heeft een maximum draagkracht van 220 kg, kan gewassen worden op 85° en kan op een lage temperatuur van maximum 50° in de droogkast. De tilband is vervaardigd uit 100% polyester en droogt snel na contact met water.

Afmetingen schouder omtrek:

Small 86-96 cm
Medium 96-108 cm
Large 108-130 cm
Extralarge 130-144 cm
Extra extralarge 144-160 cm

Afmetingen hoogte:

Small 66-74 cm
Medium 74-80 cm
Large 80-88 cm
Extralarge 88-100 cm
Extra extralarge 96-104 cm

Specificaties

Merk	Silvalea
Latex vrij	Ja
Samenstelling	100% polyester
Normeringen	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Hoofdsteun	Ja
sku	1544791
Bevestiging tilbanden	Clips
Maat	L
Max. gewicht volwassene	220 kg
Type tilband	Transfer tilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk