

## 1572383 - Afsluitdopje voor Enfit spuitten - 50 pakjes van 8 st



### Beschrijving

Enfit spuitten kunnen met de afsluitdoppen worden afgesloten tot het gebruik, ze kunnen worden aangesloten op Enfit -en Enfit spuitten met een lage dosis.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Medicina
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1572383
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos