

1549910 - Flovac wegwerpzakken voor container 2 liter - 1 x 50 st



Beschrijving

FLOVAC® DISPOSABLE LINERS uitgerust met polyethyleen wegwerpvoering, hydrofobe filter, antibacteriële filter, overloopsysteem en herbruikbare container met duidelijke schaalverdeling in ml met intervallen van 50 ml. De geleerkit is een poeder in de liners met kiemdodende functie dat de opgezogen vloeistof verandert in een halfvaste massa, waardoor kruisbesmettingsrisico's van personeel dat belast is met hygiëne en afvalverwijdering worden voorkomen.

Specificaties

Merk	Cami
sku	1549910
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos