

## 1543993 - Renol roll belt tailleband versterkt voor bed - s/m - 1 st



### Beschrijving

Deze riem zal de patiënt in bed effectief immobiliseren. Dit immobilisatie systeem biedt de patiënt een grote bewegingsvrijheid, terwijl het toch vermijdt dat hij valt of overhaast uit bed komt. De twee vergrendelingsriemen worden gebruikt om te voorkomen dat de patiënt van positie verandert. Het kan worden gebruikt met de afneembare bekkenriem RFP22000. Optie vereist: 3 sloten+ 1 sleutel

## Specificaties

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Merk</b>                     | Renol  |
| <b>Noodzakelijke opties</b>     | 3 sloten + 1 sleutel   |
| <b>Normeringen</b>              | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>sku</b>                      | 1543993  |
| <b>Breedte riemen</b>           | Niet van toepassing  |
| <b>Breedte tailleband</b>       | 14 cm  |
| <b>Fixatie categorie</b>        | Riemen   |
| <b>Gebruik fixatiemateriaal</b> | In bed/brancard  |
| <b>Maat</b>                     | S/M  |
| <b>Maat bevestigingsriem</b>    | S-M  |
| <b>Sluiting</b>                 | Sloten   |
| <b>Soort bevestiging</b>        | Ventrale bevestiging   |
| <b>Europese Regelgeving</b>     | MDR - 2017/745/EU - Klasse I   |
| <b>Type verpakking</b>          | Stuk   |