

1605560 - Exxentric kBox5 Active Platform - jet black



Beschrijving

kBox 5 Active Platform is de perfecte tool in krachttraining en revalidatie voor thuisfitness, personal trainers, en groepslessen.

- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-2 flywheels
- Inertie tot 0,100 kgm²
- Compatibel met kMeter
- 16 kg

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1605560
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk