

## 1550564 - Renol armsteun kussen - universele maat - 1 st



### Beschrijving

Het armsteunkussen Armrest vermindert wrijving en druk op de zijkanten en biedt comfortabele steun aan de armen van de rolstoelpatiënt. Gemaakt van silicoonvezels met een hoes van polyurethaan aan de rectozijde en katoen aan de versozijde. Machinewasbaar dus.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCF50025
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1550564
<b>Kleur sloop</b>	Blauw
<b>Materiaal</b>	Katoen/polyester
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Renol
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk