

1523771 - Digitale bloeddrukmeter Watch BP AFIB Home - bovenarm - 1 st



Beschrijving

Microlife's digitale bloeddrukmeter Watch BP AFIB Home is ontworpen voor comfortabel thuisgebruik met de eigenschap voor detectie op atriumfibrilleren. Het 7-daags meetprogramma voor zelfmetingen geven een duidelijk overzicht. Tot 250 metingen worden opgeslagen, de gemiddelden worden vertoond met 1 druk op de knop. Deze high-end oscillometrische bloeddrukmeter geeft de mogelijkheid om atriumfibrilleren te detecteren met een hoge nauwkeurigheid.

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis die leidt tot een verhoogd risico op het krijgen van een beroerte.

3 opeenvolgende metingen wordt aangeraden voor nauwkeurige bloeddrukmetingen en detectie op atriumfibrilleren.

Specificaties

Merk	Microlife
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1523771
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk