

## 1106193 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter durashock ds55 - zwarte peer - 2 slangen - velcromanchet en etui - 1 st



### Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

#### Voordelen

- De bloeddrukmeter wordt met een durable 2-piece cuff geleverd alsook een opbergetui om het apparaat te beschermen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1106193
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk