

1104004 - Papierrolhouder voor Praxis elite en Kombi elite onderzoekstafels – 1 st



Beschrijving

Papierrolhouder voor de **Wesseling** Praxis en Praxis Elite. Deze houder is geschikt voor rollen tot 60cm breed. Doordat de houder gemonteerd wordt op de hoofd-/ rugdelen gaat het papier mee omhoog en omlaag. Hierdoor wordt niet onnodig veel papier gebruikt.

Specificaties

Merk	Wesseling
Steriel	Nee
sku	1104004
Kleur	Wit/inox
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk