

1628378 - Closia Surshield - Y NL - 20G x 45mm - 25 st



Beschrijving

Waarom Closia™ Y NL aan uw behoeften voldoet:

Patiënten

- Veilige en comfortabele zorg
- Vermindert het risico op kathetergerelateerde infecties
- Optimaliseert de effectiviteit van intraveneuze behandelingen
- Maakt het mogelijk de verblijfsduur van de katheter te verlengen, waardoor de frequentie van nieuwe puncties afneemt en complicaties worden verminderd, met name flebitis, occlusie en losraken

Verpleegkundigen

- Veilige, eenvoudige en slimme zorg
- Ontworpen om het risico op prikaccidenten te verminderen
- Efficiënte bediening met één hand dankzij een eenvoudig protocol
- Veilige hantering en duidelijke bevestiging dat de katheter in het bloedvat zit
- Snelle, drukafhankelijke doorstroming, zelfs bij kleinere kalibers
- Ontworpen om blootstelling aan bloed te minimaliseren en bescherming te bieden tegen bloed overdraagbare ziekteverwekkers
- Intraveneuze en subcutane toediening
- Gebruiksvriendelijk systeem dat een snelle toepassing mogelijk maakt

Ziekenhuispersoneel

- Veiligheid op het werk, hygiëne van de ruimtes, soepel verloop van de zorg
- Breed assortiment aan kalibers, van 16 tot 26 G, om aan diverse klinische behoeften te voldoen

- Echogene eigenschap die een diepere inbrenging in de ader mogelijk maakt
- Verbeterd de efficiëntie van zorgverleners door hen tijd te besparen en de werkprocessen te vereenvoudigen

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+CS2045DN
Steriel	Ja
sku	1628378
Diameter katheter	20g x 45mm
Model	Y NL
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos