

## 1561313 - Transportkar 530 x 900 x 900 mm - 300 kg draagkracht - 1 st



### Beschrijving

Staal gecoate transportkar met een draagkracht van 300 kg, met 4 wanden. Deze flexibele transportkar kan omgebouwd worden tot een kar met 1,23 of 4 wanden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 90 cm, H 90 cm
<b>Product diepte</b>	53 cm
<b>Samenstelling</b>	Staal gecoat
<b>sku</b>	1561313
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk