

## 1573911 - Digitale bloeddrukmeter BC28 - pols - omtrek 14-19,5 cm - 1 st



### Beschrijving

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk, dat is wat onze polsbloeddrukmeters onderscheidt. Deze handige apparaten bewijzen zich als bijzonder betrouwbare metgezellen onderweg, zodat u uw bloeddruk regelmatig kunt controleren. Geeft de gemiddelden weer van alle metingen, bijvoorbeeld van de afgelopen 7. Heeft 2 geheugenplaatsen van 2 x 60 en een risico indicator met kleuren. Geeft de datum en tijd weer, schakelt automatisch uit en geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1573911
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk