

1517053 - WelchAllyn krokodilleklemmen - Elektrode - 10 st



Beschrijving

Welch Allyn ECG multifunctionele elektroden adapters geschikt voor de tab elektroden. U knijpt eenvoudig het bekje van de adapter aan de tab-elektrode. De adapter wordt over een bananenstekker van 4mm geschoven.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Samenstelling	Kunststof
sku	1517053
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Kleur	Grijs
Type verpakking	Set