

## 1530642 - Handy vac - ECG-afzuigapparaat



### Beschrijving

De nieuwe Handy vac is mogelijk het kleinste ECG-afzuigapparaat op de markt. De stille, krachtige en onderhoudsvrije pomp is direct in de compacte bedieningsbehuizing geïntegreerd. Dankzij de laterale antislip-inzetstukken kunt u het lichte apparaat veilig met één hand vastpakken. Ondanks zijn compactheid biedt het een indrukwekkende reeks functies. Handy vac kan eenvoudig en comfortabel worden bediend met slechts drie knoppen, waarmee u de zuigkracht in vijf niveaus kunt instellen.

Met de universele bevestiging kan hij direct op ergometers, loopbanden, karretjes of zelfs direct op een patiënt worden bevestigd, waardoor een groot aantal toepassingen mogelijk is. De gebruiksvriendelijke, flexibele alles-in-één oplossing Handy vac maakt uw werk gemakkelijker en is aantrekkelijk dankzij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Mbnet
<b>Normeringen</b>	IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-2-25
<b>sku</b>	1530642
<b>EKG categorie</b>	Aanzuigsystemen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk