

## 1510016 - WelchAllyn lampje 03100 LED - 3,5v - 1 st



### Beschrijving

Deze vervangende LED-lamp is speciaal ontworpen voor de Welch Allyn LED Elite otoscoop. Dankzij de SureColor LED-technologie biedt dit lampje een helder en natuurgetrouw licht, verbruikt het tot 3x minder energie dan halogeen en wordt het minder warm. Met een levensduur die 30x langer is dan traditionele lampjes en 7 jaar garantie is dit een duurzame, betrouwbare keuze voor elke zorgprofessional.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	Otoscoop WelchAllyn - type WA20000 - 3,5V
<b>sku</b>	1510016
<b>Bestemming vervanglampje</b>	Otoscoop
<b>Voltage</b>	3,5 V
<b>Type verpakking</b>	Stuk