


1546326 - Linido hoekwandbeugel horizontaal - 600 x 900 mm - rvs gepolijst/wit - 1 st



Beschrijving

Wandbeugel die gemonteerd kan worden tegen 2 muren, te bevestigen met de bevestigingsset LI2807.000, te combineren met de contraplaat LI0126.503 bij twijfel over de sterkte van de wand. Ideaal te combineren met onze verticale combibeugel LI2611.018 of LI261.019 en douchekophouder LI2630.200.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2611.0252-00
sku	1546326
Categorie wandbeugels	Gebogen wandbeugels
Maat	600 x 900 mm
Materiaal	RVS gepolijst
Type verpakking	Stuk