

1605708 - MaxZero™ naaldvrije connector - steriel - 100 st



Beschrijving

BD's Maxzero™ naaldvrije connector zorgt voor een toegang tot een katheter tijdens IV-therapie. Gebruik de connector voor directe injectie, infusie of aspiratie. DMZ1000 connector kan gebruikt worden injectieprocedures met een maximale druk tot 325 psi en een stroomsnelheid tot 10 ml per seconde.

Voordelen

- Vrij van DEPH,ftalaten en latex

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | BD |
| sku | 1605708 |
| Latex vrij | Ja |
| Steriel | Ja |
| Sterilisatie methode | Radiatie |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Doos |