

1610714 - HiScan surgical unit



Beschrijving

De HiScan Surgical scanner wordt gebruikt voor chirurgische toepassingen. Simpele en intuïtieve functies garanderen een snelle werking en perfecte compatibiliteit met de meeste colposcopen en microscopen.

- Scan vormen: Punt, lijn, cirkelvormige bochten, spiraal, klaver, zeshoek, gevulde cirkel
- Emissie mode: CW (continuous wave), UP(ultimate pulse)
- scanning gebied: 6,3 x 6,3 mm
- Scanning mode: power mode dpulse mode
- Toepassingsgebied: ENT, gynaecologie
- Ablatie diepte: 200-2000 qm
- Tijd: 0,1-45 ms

Specificaties

Merk	jena
sku	1610714
Type verpakking	Stuk