

1571857 - Voetblok - kBox4 Pro

Beschrijving

Het Exxentric voetblok is een accessoire voor iedereen die het meeste wil halen uit zijn vliegwielttraining op de kBox4 Pro. Het staat erom bekend dat het de gebruiker helpt om van richting te veranderen tijdens de oefeningen. Het kan ook worden gebruikt als hielsteun bij squats, maar ook om de voet omhoog te brengen bij calf press oefeningen. Het voetblok is gepoedercoat, esthetisch en licht om mee te nemen wanneer u de kBox4 Pro wenst te gebruiken. Het voetblok meet 54,5 x 10 x 4,5 cm.

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571857
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk