

## 1001548 - Sharpsafe naaldcontainer - 2 L - 1 st



### Beschrijving

Naaldcontainer met voorlopige en definitieve sluiting. Schokbestendig en lekvrij in verticale toestand. Grote vulopening met anti terug slagveiligheidsklep tegen inhoudsverlies. Geschikt voor de afkoppeling van alle type naalden, pennaalden en scalpelmessjes.

### Eigenschappen

- Ingesmolten (in-mould) label is vocht-, autoclaaf- en scheurbestendig
- Met handvat voor veilig transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Lege en open naaldcontainer autoclaveerbaar tot 134 °C tijdens 18 minuten (NF 302)

## Specificaties

<b>Merk</b>	Sharpsafe
<b>Product afmetingen</b>	B 19.7 cm, H 17.7 cm, L 17.7 cm
<b>Normeringen</b>	ISO 23907:2012
<b>Product diepte</b>	12.6 cm
<b>sku</b>	1001548
<b>Inhoud</b>	2 l
<b>Vorm</b>	Vierkant
<b>Type verpakking</b>	Stuk