

1004584 - Manuele bloeddrukmeter Classico - 2-in-1 slang - hakenmanchet volwassenen - etui - 1 st



Beschrijving

Manuele **BOSO** bloeddrukmeter Classico 2-in-1 heeft een duurzaam design en een betrouwbare slangtechnologie die een hoge kwaliteit biedt gedurende dagelijks gebruik.

- Dubbele buistechnologie
- Ruimtebesparend ontwerp
- Leesbare schaalverdeling
- Gevoelig aftapventiel van hoge kwaliteit

Specificaties

Merk	BOSO
sku	1004584
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk