

## 1572406 - Tork Premium alcoholgel voor handdesinfectie met pomp - 12 x 500 ml



### Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve alcohol gel hand sanitizer. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende gel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten.

## Specificaties

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>             | Tork                                                                                                                                                              |
| <b>SKU leverancier</b>  | 511103                                                                                                                                                            |
| <b>Samenstelling</b>    | Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol |
| <b>sku</b>              | 1572406                                                                                                                                                           |
| <b>Normeringen</b>      | EN1500, EN12791, EN14476                                                                                                                                          |
| <b>Geur</b>             | Alcohol geur                                                                                                                                                      |
| <b>Inhoud</b>           | 500 ml                                                                                                                                                            |
| <b>Kleur</b>            | Transparant                                                                                                                                                       |
| <b>Kwaliteitsniveau</b> | Premium                                                                                                                                                           |
| <b>Productvorm</b>      | Gel                                                                                                                                                               |
| <b>Type verpakking</b>  | Karton                                                                                                                                                            |