

## 1533641 - SpiroScout



### Beschrijving

Met de ontwikkeling van ultrasone flowmeting, opende Ganshorn nieuwe perspectieven voor spirometrie en longfunctietests. Op basis van gelijktijdige flow- en molmassabepaling meet de SpiroScout nauwkeurig alle spirometrische parameters.

De SpiroScout spirometer is een compleet longfunctielaboratorium gebaseerd op de ultrasone flowmeetmethode van Ganshorn. Het maakt de exacte bepaling van alle spirometrische parameters mogelijk, zoals flow/volume, spirometrie, longvolume en statische en dynamische longfunctiemetingen, inclusief piekflowmeting.

#### Kenmerken

- Real-time bepaling van ademgassen
- Zeer nauwkeurige ultrasone flowsensor
- Kalibratievrij
- Onderhoudsvrij
- Compact en draagbaar voor tests onafhankelijk van meetstation
- Snel en betrouwbaar

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ganshorn
<b>Product afmetingen</b>	B 9 cm, H 9 cm, L 18 cm
<b>Gewicht product</b>	1 kg
<b>Normeringen</b>	EN 60601-1
<b>sku</b>	1533641
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk