

## 1539648 - Texa® gaaskompressen - steriel - 7,5 x 7,5 cm - 40 x 5 st



### Beschrijving

**Texa®** gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

### Specificaties

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Merk</b>                  | Texa                            |
| <b>Samenstelling</b>         | 100% katoen - 17-draads geweven |
| <b>Steriel</b>               | Ja                              |
| <b>sku</b>                   | 1539648                         |
| <b>Aantal per verpakking</b> | 40 x 5 st                       |
| <b>Lagen</b>                 | 8-laags                         |
| <b>Maat</b>                  | 7,5 x 7,5 cm                    |
| <b>Sterilisatie methode</b>  | Ethyleen oxide                  |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDD - 93/42/EEC - Klasse I      |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos                            |