

1577190 - PiezoWave 2 Touch - "Multiuse 2/3 ED" - Incl. handstuk FBL10x5 G2 & F7 G3 - incl. kar



Beschrijving

De **MultiUse-serie** van **Richard Wolf** tilt shockwavetherapie naar een hoger niveau met slimme uitbreidingen en praktische oplossingen voor veeleisende medische omgevingen. Deze geavanceerde serie is ontworpen voor professionals die meerdere therapiebronnen willen combineren en efficiënt willen werken zonder concessies te doen aan gebruiksgemak of precisie.

Belangrijkste kenmerken:

Uitbreidbare therapiebronhouder

Biedt plaats aan twee extra therapiebronnen, veilig en overzichtelijk opgeborgen – ideaal voor klinieken met een breed behandelaanbod.

Geavanceerde hoogspanningsgenerator

Eén generator die zowel enkel- als dubbellaagse therapiebronnen aanstuurt, voor optimale controle en consistentie in elke behandeling.

Handige opbergvakken

Twee gelpad-opbergrekken met fixatie zorgen voor een georganiseerde werkruimte en snelle toegang tot benodigdheden.

Optioneel voetpedaal

Handsfree bediening van intensiteitsniveaus en shockwave-activering voor nog meer behandelcomfort en precisie.

Meegeleverde handstukken: **FBL10x5 G2 & F7 G3**

De **FBL10x5G2** is een unieke therapiebron met een lineaire focale zone, speciaal ontworpen voor de behandeling van uitgestrekte oppervlakkige structuren. Door de lineaire vorm wordt de energie homogeen verdeeld over het oppervlak, wat zorgt voor een dynamische en efficiënte toepassing bij uitgebreide behandelgebieden.

Met een penetratiediepte van 20 mm en een maximale EFD van 0.16 mJ/mm², biedt deze bron een krachtige, maar gecontroleerde pulsenergie, perfect voor gevoelige of oppervlakkige weefsels.

Toepassingsgebieden:

- **Musculoskeletaal (MSK):** Voor grote oppervlakkige structuren zoals de Achillespees en fascia plantaris.
- **Urologie:** Ondersteunt bij de behandeling van erectiele disfunctie (ED).
- **Dermatologie:** Geschikt voor de behandeling van chronische wonden en ulcera.

De **Therapy Source F7G3** is een compacte en gebruiksvriendelijke behandelkop, ontworpen voor nauwkeurige en effectieve therapie bij oppervlakkige pijnklachten. Dankzij de kleine en precieze focale zone is dit apparaat uitermate geschikt voor het **lokaliseren en behandelen van pijnpunten**, met een **penetratiediepte van 30 mm** op het focale centrum.

Deze therapiebron is ideaal voor toepassingen binnen de **musculoskeletale (MSK) therapie**, met name voor het behandelen van **myofasciale structuren dicht onder het huidoppervlak**, zoals bij tendinopathieën of triggerpoints in het schouder- en armgebied. Daarnaast biedt de F7G3 een effectieve oplossing binnen de **urologie**, specifiek voor de behandeling van **Peyronie's disease**.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1577190
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk