

1601009 - Pennaalden - 31G x 5 mm - Quinta ETW - geel - 100 st



Beschrijving

Betica pennaalden hebben een drievoudig geslepen naaldpunt en een speciale dubbele siliconenlaag voor meer injectiecomfort. De (extra) dunne naaldwand zorgt voor een betere doorstroming van de insuline en een kortere injectieduur. De naalden worden elektrolytisch gepolijst voor een extra gladde canule.

Specificaties

Merk	betica
Samenstelling	Dubbele laag siliconen
Steriel	Ja
sku	1601009
Veiligheidsmechanisme	Nee
Afmeting	31G x 5 mm
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos