

1554272 - LokomatNanos



Beschrijving

Intensieve functionele locomotorische revalidatie met "augmented feedback" van **Hocoma**. Ontworpen voor gangrevalidatie van patiënten met een beroerte, dwarslaesie, hoofdtrauma, multiple sclerose of neurologische aandoeningen.

De Lokomat® Nanos is een vereenvoudigde versie van de Lokomat® Pro. De afmetingen zijn beperkter zodat het gemakkelijk in kleine ruimtes kan worden geplaatst.

De Lokomat® Nanos biedt alle basisfuncties voor intensieve locomotorische gerobotiseerde gangrevalidatie.

Voordelen

- Vroege revalidatie
- Intensiteit = repetities x inspanning
- Robotische gangrevalidatie: van passief over geassisteerd tot actief tegen weerstand
- Motiverende feedback op maat van de patiënt en therapeut

Ontworpen met alle voordelen van **Lokomat® Pro** in de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Specificaties

Merk	Hocoma
sku	1554272
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk