

1560933 - Surshield™ Versatus™-WP - veiligheids I.V. katheter - 18G x 32 mm - groen - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Surshield™ Versatus-WP - veiligheids I.V. katheter zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Het veiligheidsmechanisme wordt passief geactiveerd, de katheter met poort is ontworpen om verwondingen bij de inbreng te voorkomen.

Met de Luer-lock kan het uiteinde van de katheter gesloten worden nadat de naald wordt teruggetrokken.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DS1832PX
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: polyurethaan + BaSO4 • Gevleugelde katheter hub: polypropyleen + master batch • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: acrylnitrile butaan styreen • Luer-lock dop: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: siliconen slang • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	103 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.95 mm
Externe diameter katheter	1.3 mm
sku	1560933
Veiligheidsnaald	Ja
Afmeting	18G x 32 mm
Kleur	Groen
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos