

1546376 - Linido wegzwenkbare papegaai - wit - 1 st



Beschrijving

Deze papegaai biedt zorgbehoevende ondersteuning om zichzelf beter te leggen in het bed. Hij kan worden ingesteld op 0,45,90,135 of 180°. De kunststof handgreep en nylon band heeft een lengte van 1500 mm.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2613.0001-02
sku	1546376
Categorie wandbeugels	Toebehoren wandbeugels
Type verpakking	Stuk