

**1543273 - Beademingsballon volwassenen + 2 maskers - silicone -  
1600 ml - 1 st**



## Beschrijving

Deze beademingsballon met PEEP-klepadapter van Dahlhausen kan de kunstmatige beademing en hart-longreanimatie ondersteunen. De beademingsballon kan zowel worden gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen als om de eigen ademhaling van de patiënt op peil te houden en/of om extra zuurstof toe te voeren. Om te voldoen aan de eisen van verschillende lichaamslengtes, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een tas in een geschikte maat worden gekozen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Inbegrepen:</b>	2 maskers (maat 4 en 5); beademingsballon
<b>Volume ballon</b>	1600 ml
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543273
<b>Zuurstofreservoir</b>	Nee
<b>Doelgroep ss</b>	adults
<b>Pvc</b>	Neen
<b>Doelgroep</b>	Volwassenen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk