


**1543269 - Tiemann sondes met ballon 5 - 10 ml - silicone - 41 cm -
Ch 18 - rood - 1 x 10 st**



Beschrijving

De siliconen Tiemann katheter heeft een dubbel lumen, en proximale kegeltrechter, een ventiel en een distale ballon. De katheter voldoet aan de vraag voor een hygiënische ontlasting van de blaas en postoperatieve drainage.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Ja
Lengte sonde	41 cm
Samenstelling	Silicone
Latex vrij	Ja
sku	1543269
Diameter sonde	Ch 18
Geslacht	Mannen
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos